

Sauvez votre matelas : le protocole anti-taches de sang

Les règles d'or pour ne pas aggraver la situation

- N'utilisez jamais d'eau chaude : elle cuit les protéines du sang et fixe la tache de manière permanente.
- Ne frottez jamais la tache : cela ne ferait que l'étaler davantage dans les fibres.
- Limitez au maximum la quantité de liquide utilisée pour prévenir l'apparition de moisissures.

Action immédiate pour une tache fraîche

- Tamponnez immédiatement la zone avec un chiffon propre imbibé d'eau très froide pour absorber le liquide.
- Si nécessaire, utilisez un mélange d'eau froide et de liquide vaisselle pour décomposer les protéines sans agents agressifs.

Solutions pour taches incrustées ou anciennes

- Pâte de bicarbonate : mélangez 1 volume de bicarbonate pour 2 volumes d'eau froide, appliquez 30 minutes sur la tache.
- Peroxyde d'hydrogène (3%) : testez toujours sur une zone cachée avant application, puis tamponnez doucement.
- Solution puissante : mélangez 240ml de peroxyde d'hydrogène, 30g de sel de table et 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle.
- Vinaigre blanc : vaporisez pur sur les taches légères et tamponnez avec un linge propre jusqu'à disparition.

Finition et séchage

- Une fois la zone totalement sèche, utilisez un aspirateur avec embout brosse pour retirer les résidus de sel ou de bicarbonate.
- Laissez sécher le matelas à l'air libre ou utilisez un ventilateur pour accélérer le processus avant de remettre les draps.